

Tehokas ja lääkkeetön  
tapa lievittää  
raskaus- ja synnytyskipuja!



Kätilöiden suosittelu!

[www.tenslaite.fi](http://www.tenslaite.fi)

# Perfect MamaTENS



# Perfect MamaTENS sopii

- synnytyskipujen lievitykseen
- selkävun lievittämiseen viimeisten 3 raskausviikon aikana
- keisarileikkauksesta tai välilihan repeytymisestä aiheutuvan kivun lievitykseen.

## MamaTENS -laitteen käytön edut:

- lääkkeetön vaihtoehto: turvallinen sekä äidille että lapselle
- helppokäyttöisyys: synnyttävä voi itse hallita kivunlievitystään.
- tehokkuus: isot elektrodit tarjoavat kattavan yhteyden hermoihin
- hyvä vaihtoehto monille rajummille kivunlievitysmenetelmille

## Laitteen toiminta:

- Perfect MamaTENS -laitteen toiminta perustuu TENS-menetelmään
- hoito lievittää kipua auttamalla kehoa vapauttamaan luontaisia kivunlievittäjiä eli endorfiineja sekä estämällä kipusignaalien kulun aivoihin

*Raskaus- ja synnytyskäyttöön tarkoitettuja TENS-laitteita pidetään yhtenä turvallisimmista ja tehokkaimmista moderneista synnytyskipujen lievityskeinoista.*

## Perfect PFE -laitteen keskeisimmät ominaisuudet:

- kolme esiasetettua ohjelmaa, jotka on suunniteltu lievittämään kipua synnytyksen kaikissa vaiheissa
- sisäänrakennettu tehostuspainike, jota painamalla kivunlievitystä voidaan tehostaa supistusten aikana
- 60 pykälän voimakkuussäätö mahdollistaa stimulaatiovoimakkuuden tarkan määrittämisen
- turvatoiminto, joka säätelee voimakkuuden nollaan havaitessaan avoimen piirin
- Active Power Ramp -tehonsäätö-ominaisuus sekä valaistu näyttö



Lue lisää laitteen toiminnasta osoitteesta [www.tenslaite.fi/perfect-mamatens](http://www.tenslaite.fi/perfect-mamatens)

*Kätilöt suosittelevat Perfect MamaTENS -laitteiden käyttöä, koska ne ovat turvallisia, tarjoavat luonnollisen ja lääkkeettömän kivunlievityskeinon ja auttavat äitiä pysymään liikkeellä ja jalkeilla synnytyksen aikana.*

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

- Perfect MamaTENS -laite
- 2 x AA 1,5 V alkaliparistot
- 1 X Kaulanauha
- 1 X Vyöpidike
- Eryisesti Perfect MamaTENS -laitteen kanssa käytettäviksi suunnitellut elektrodit
- 1 X Säilytyspussi

**JOS SINULLA ON KYSYMYKSIÄ,  
OLE YHTEYDESSÄ OMAAN  
LÄÄKÄRIISI, KÄTILÖÖSI TAI  
SYNNYTYSFYSIOTERAPEUTTIISI.**

# TENSLAITE

Lisätietoja.

Lisää tietoa saat osoitteesta [www.tenslaite.fi](http://www.tenslaite.fi).

[asiakaspalvelu@tenslaite.fi](mailto:asiakaspalvelu@tenslaite.fi)

Mestarinkatu 16a  
20810 TURKU

Nordic   
Medgroup

Y-tunnus 2426687-4